



AG



AESTHETIC

MICROCANULE / MICRO CANNULA	6
KIT MICRO CANULE EVOLUTIV' / MICRO CANNULA KIT EVOLUTIV'	7
AIGUILLES / NEEDLES	8
SERINGUES 0,3ML + AIGUILLE 32G / 0.3ML SYRINGES + NEEDLE 32G	9
SERINGUES / SYRINGES {1ml // 3-5-10-20-30-50/60ml}	10
RACCORDS & BOUCHONS / CONNECTOR & CAPS	12
GEL & MEMBRANE / GEL & MEMBRANE	13
PANSEMENT SILICONE / SILICONE PATCH	14
THERMOTHÉRAPIE PRÉ/POST-ACT / PRE/POST ACT THERMOTHERAPY	15
CRYOCHIRURGIE / CRYOSURGERY	16
MULTITOX POUR INJECTION DE TOXINE BOTULIQUE / MULTITOX FOR BOTULINUM TOXIN INJECTION	17
SYSTÈME MICRO NEEDLING + ELECTROPORTATION / EPN	18



SURGE

CANULE DE PRÉLÈVEMENT DE TISSU GRAISSEUX / CANNULA FOR FAT HARVESTING	22
CANULE D'INJECTION SOUS-CUTANÉ / CANNULA FOR FAT INJECTION	23
CANULES DE LIPOMODELAGE POUR LE CORPS / LIPOMODELING CANNULAS FOR THE BODY	24
CANULE DE TRANSFERT & TYPE MOREL / TRANSFER CANNULA & MOREL TYPE	25
KIT MICROLIPOSCULPTURE & LIPOFILLING / MICROLIPOSCULPTURE & LIPOFILLING KIT	26
KITS SIMPLIFIÉS D'INTERVENTION / SIMPLIFIED INTERVENTION KIT	28
KIT LIPOSCULPTURE / LIPOSCULPTURE KIT	30
CANULE LIPO ASPIRATION / LIPOSUCTION CANNULA LIPO-ONE®	31
TUBE / TUBING	32
BOCAL COLLECTEUR DE GRAISSE / FAT COLLECTOR CANISTER	33
ACCESSOIRES USAGE UNIQUE / SINGLE USE ACCESSORIES	34
ACCESSOIRES RÉUTILISABLES / REUSABLE ACCESSORIES	35
SUPPORT SERINGUES & TUBES / SYRINGES & TUBES HOLDER	37
CRAYON DERMOGRAPHIQUE / SKIN MARKER	38
CENTRIFUGEUSES MANUELLES / MANUAL CENTRIFUGE	39
PISTOLET D'INJECTION / REINJECTION GUN	40
INFILTRATION / INFILTRATION	41
LIPOLYSE / LIPOLYSIS	42
VÊTEMENTS CONTENTION / CONTENTION GARMENT	43
GAMME TRCHANTE / SHARP RANGE	46
IMPLANTS DE LÈVRES PERMALIP™ / PERMALIP™ IMPLANTS SURGISIL™	48
PLASMA RICHE EN PLAQUETTE / PLATELET-RICH PLASMA - CELLENIS PRP™	49
PRP - CENTRIFUGEUSE 10&20ml - ACCESSOIRES / PRP - 10&20ml centrifuge - accessories	50
IMPLANTATEUR DE CHEVEUX / HAIR IMPLANTER CHOIS	51

S U M M A R Y



DERMA

PUNCH A BIOPSIE & CURETTE / BIOPSY PUNCH & CURETTE	54
PUNCH / CURETTE & LAME BIOPSIE KAI / PUNCH / CURETTE & BIOPSY BLADE KAI	55
CURETTE DERMATOLOGIQUE / DERMATOLOGICAL CURETTE	56
STYLET - RÉGLET - LAME / WOUND - RULER - KNIFE	57
ROLLER & STAMP / ROLLER & STAMP	58
LAMPE FRONTALE & LOUPE / HEAD LIGHT NSE	59
PROTECTION LED - LASER - IPL / LASER - IPL - UV SAFETY	60



MESO

PISTOLET D'INJECTION "PRECISE" / MESO & INJECTION GUN "PRECISE"	66
CATHÉTERS / CATHETER	68
AIGUILLES / TUBULURES / NEEDLES / TUBING	69
"PIEUVRES" MESALYSE® / MESALYSE® "OCTOPUS"	70



BEAUTY

MASQUE INEX / INEX MASK	74
-------------------------	----

MICROCANULE / MICRO CANNULA	6
KIT MICRO CANULE EVOLUTIV' / MICRO CANNULA KIT EVOLUTIV'	7
AIGUILLES / NEEDLES	8
SERINGUES 0,3ML + AIGUILLE 32G / 0.3ML SYRINGES + NEEDLE 32G	9
SERINGUES / SYRINGES {1ml // 3-5-10-20-30-50/60ml}	10
RACCORDS & BOUCHONS / CONNECTOR & CAPS	12
GEL & MEMBRANE / GEL & MEMBRANE	13
PANSEMENT SILICONE / SILICONE PATCH	14
THERMOTHÉRAPIE PRÉ/POST-ACT / PRE/ POST ACT THERMOTHERAPY	15
CRYOCHIRURGIE / CRYOSURGERY	16
MULTITOX POUR INJECTION DE TOXINE BOTULIQUE / MULTITOX FOR BOTULINUM TOXIN INJECTION	17
SYSTÈME MICRO NEEDLING + ELECTROPORTATION / EPN	18





AESTHETIC



MICRO CANULE

MICRO CANNULA



L'extrémité mousse permet une introduction atraumatique, réduisant tout risque d'hématome.

Les canules sont fabriquées en acier inoxydable de haute qualité, à paroi fine et ont une surface lisse pour une introduction facile et atraumatique.

L'ambase de la canule à une forme ergonomique pour faciliter la manipulation pendant l'insertion et le retrait et un code couleur en fonction du diamètre de la canule.

L'orifice latérale à l'extrémité de la canule permet d'assurer une injection dirigée du produit.

Méthode de stérilisation : Oxyde d'éthylène.

Date de péremption : 5 ans

The blunt tip is used for atraumatic introduction, thus reducing risk of hematoma.

The thin-walled cannulas, made of high quality stainless steel, have a smooth surface to ensure atraumatic introduction.

The hub is ergonomically shaped and allows smooth manipulation during insertion and removal of the cannula. It is color coded according to the diameter of the cannula.

The lateral opening on the tip of the cannula ensures precise injection of the product.




Sterilisation method: EO (Ethylene Oxide)

Shelf life: 5 years



Prix TTC
Price

49,00€



REF.	Ø (Gauge / mm)	Longueur Length (mm)	Couleur Color
MI18110KR	18G /1,25mm	110	Pink
MI1890KR		90	
MI1870KR		70	
MI2170KR	21G /0,81mm	70	Green
MI2140KR		40	
MI2290KR	22G /0,70mm	90	Black
MI2270KR		70	
MI2250KR		50	
MI2370KR	23G /0,63mm	70	Blue
MI2350KR		50	
MI2450KR	24G /0,55mm	50	Purple
MI2438KR		38	
MI2550KR	25G /0,50mm	50	Orange
MI2650KR		50	
MI2638KR	26G /0,45mm	38	Brown
MI2625KR		25	
MI2740KR	27G /0,40mm	40	Grey
MI3025*	30G /0,30mm	25	Yellow

*Embase luer lock standard - *Standard luer lock hub

KIT MICRO CANULE EVOLUTIV'

MICRO CANNULA KIT EVOLUTIV'

evolutiv'

Diamètre interne extra large / Extra thin wall

La dernière évolution
en micro canule d'injection !
The latest evolution of the
micro cannula !

evolutiv'



REGULAR



EXTRA



ULTRA
THIN
WALL


Chaque kit contient une micro canule et une aiguille de même diamètre.
Each kit contains a micro cannula and a needle of the same diameter.



REGULAR WALL



ULTRA THIN WALL



REF.	Ø Ext. (Gauge / mm)	Ø Int. (mm)	Longueur Length (mm)	Prix TTC Price
MI2170 KS	21G /0,81mm	0.50	70	59,00€
MI2250 KS	22G /0,70mm	0.40	50	
MI2550 KS	25G /0,50mm	0.25	50	
MI2740 KS	27G /0,40mm	0.20	40	
MI2170 KE	21G /0,81mm	0.70	70	59,00€
MI2250 KE	22G /0,70mm	0.60	50	
MI2550 KE	25G /0,50mm	0.40	50	
MI2740 KE	27G /0,40mm	0.30	40	

34G

33G

32G




AIGUILLES MÉDECINE ESTHÉTIQUE AESTHETIC NEEDLES

MICRO INJECTION MICRO-INJECTION

NOKOR™ NOKOR™

FILLING FILLING



REF.	Ø (Gauge / mm)	Long. Length (mm)	Couleur Color	Prix TTC Price
0 10 113	0,23/ 33G	13	●	29,90€
0 10 213	0,26/ 32G	13	●	19,90€
010 206	0,26/ 32G	6	●	19,90€
010 204	0,26/ 32G	4	●	19,90€
0 10 313	0,30/ 07G	13	●	9,90€
010 306	0,30/ 07G	6	●	9,90€
010 304	0,30/ 07G	4	●	9,90€
0 10 413	0,40/ 27G	13	●	9,90€
010 406	0,40/ 27G	6	●	9,90€
010 404	0,40/ 27G	4	●	9,90€
MN34G8	0,18/ 34G	8	●	99,90€
MN33G4	0,20/ 33G	4	●	44,90€
MN31G12	0,25/ 31G	12	●	24,90€
MN31G6	0,25/ 31G	6	●	24,90€
MN31G4	0,25/ 31G	4	●	24,90€
010 323	0,30/ 30G	23	●	9,90€
010 442	0,40/ 27G	42	●	9,90€
010 542	0,50/ 25G	42	●	9,90€
300780	1,60/ 16G	25	●	68,14€
300779	1,25/ 18G	40	●	
AF1440	2,10/ 14G	40	●	27,54€

SERINGUES 0,3ml + AIGUILLE 32G

0.3ml SYRINGES + NEEDLE 32G

Loveliness

Dr.c
Perfect your beauty

Loveliness



La 1^{re} seringue de 0,3ml avec une aiguille sertie de 32G dédiée exclusivement au domaine esthétique

The 1st 0.3ml syringe with a 32G needle set dedicated exclusively to the aesthetic field



Seringue 0,3ml
0.3 ml Syringe



Aiguille
Needle

32Gx7mm
32Gx10mm
32Gx13mm

REF.	Ø (Gauge / mm)	Long. Length (mm)	Prix TTC Price
1G3207	32G	7	39€
1G3210	32G	10	39€
1G3213	32G	13	39€



REF. Prix TTC
Price


SERINGUE LUER LOCK LUER LOCK SYRINGE

1ml




Polypropylène
Piston pointu / Pin tip

SLL001 S 24,00€



Polycarbonate
Piston pointu / Pin tip

SLL001 PC 42,00€



Polycarbonate

110 01D 42,84€



SERINGUE BD SYRINGE



BD




REF.	Volume ml	Nbre pcs Qty	Prix TTC Price
3 0 9 6 5 8	3	200	92,82€
3 0 9 6 4 9	5	125	39,78€
3 0 0 9 1 2	10	100	38,45€
3 0 0 6 2 9	20	120	57,28€
3 0 1 2 2 9	30	60	46,15€
3 0 0 8 6 5	50	60	42,96€



SERINGUE TOOMEY TOOMEY SYRINGE

60ml



REF.	Prix TTC Price
MSS160 T	45,90€



SERINGUE VACLOK™ VACLOK™ SYRINGE

REF.	Volume (ml)	Prix TTC Price
VAC110	10	83,23€
VAC130	30	90,53€
VAC160	60	102,51€



KIT SERINGUE EN VERRE + RACCORD GLASS SYRINGE KIT + CONNECTOR

1ml 2ml



KIT	REF.	Prix TTC Price
Kit seringue en verre 2ml + raccord transfert de gel Pack 2ml syringe + connector for filler transfer	AFTK-96	204,00€
Kit seringue en verre 2ml + raccord transfert de graisse Pack 2ml syringe + connector for fat transfer	AFTK-97	
Kit seringue en verre 1ml + raccord transfert de gel Pack 1ml syringe + connector for filler transfer	AFTK-98	
Kit seringue en verre 1ml + raccord transfert de graisse Pack 1ml syringe + connector for fat transfer	AFTK-99	



RACCORD FEMELLE LUER LOCK POUR MÉLANGE DE GEL CONNECTOR FOR GEL TRANSFER

REF. 993922R Prix TTC 94,15€
Price



RACCORD FEMELLE LUER LOCK POUR TRANSFERT DE GRAISSE CONNECTOR FOR FAT TRANSFER

993922T 94,15€



RACCORD MÂLE / MÂLE LUER LOCK MML CONNECTOR

992877 70,00€



RACCORD 3 VOIES AVEC VALVE ANTI-RETOUR 3WAYS CONNECTOR WITH ANTI-RETURN VALVE

● RAR32P 72,00€
● RAR32R



Prélèvement
Fat harvesting
RAR32P




Ré-injection
Fat injection
RAR32R



BOUCHON LUER LOCK CAP

REF. MC1711 Prix TTC 73,34€
Price



BOUCHON HAUT SERINGUE SYRINGE BODY CAP

REF. 085018060303 10 36,67€
085030060303 50/60 Pour seringue (ml) For syringe (ml) Price





GEL DE SILICONE POUR LE TRAITEMENT DES CICATRICES DISPODERM® SCAR MANAGEMENT SILICONE GEL

Le tube de silicone Dispoderm® est un gel transparent et à séchage rapide qui améliore l'aspect des cicatrices.
Dispoderm® is a quick drying, transparent silicone gel that helps improve the appearance of scars.



REF.	Prix TTC Price
TGS15	15,86€



MEMBRANE POUR TRAITEMENT DE CRYOLIPOLYSE MEMBRANE FOR CRYOLIPOLYSIS

Membrane imprégnée de gel antigivrant pour les traitements avec l'appareil de cryolipolyse.
Membrane impregnated with anti freeze gel for cryolipolysis treatments.

Température d'utilisation jusqu'à -10°C
Operating temperatures up to -10°C

Une seule utilisation
For single use only

Matériel jetable
Disposable



REF.	Format cm	Prix TTC Price
CRYOMB	28x28	5,36€
CRYOMB+	34x42	5,95€



GEL POUR CRYOLIPOLYSE CRYOLIPOLYSIS GEL

Gel pour Cryolipolyse, 1 kg

Gel transparent, pour l'hydratation, la lubrification et la protection avec les appareils de froid.

Composition : eau, alcool Denat, glycérine, carbomer, TRIETHANOLAMINE

Température d'utilisation jusqu'à -5°C

Cryolipolysis gel, 1 kg (2.2 lb)

High transparency gel for hydration, lubrication and protection for cold equipment.

Composition: aqua, alcohol Denat, glycerin, carbomer, TRIETHANOLAMINE

Operating temperature up to -5°C



REF.	Prix TTC Price
CRG1000	36,67€

silicare



LIPO Ø 3,75




XS 2,5 x 2,5 cm



S 5 x 7,5 cm



M 5 x 18 cm



L 15 x 18 cm



XL 38 x 38 cm



NIPPLE Ø Ext : 7,5/Int: 1,8cm



Abdo 5 x 38 cm



Breast 5 x 30 cm

PANSEMENT CICATRISANT NON STÉRILE, USAGE UNIQUE

Composants du produit :

- Silicones transparents 200g/m² (± 15%)
- Vitamine E (0,1%)
- Couche de polyuréthane transparent 60µm
- Film de protection : fixation par pelage, film PVC 100µm

Caractéristiques du produit :

- Épaisseur totale de la feuille : 250µm (± 20%)

NON-STERILE SCAR MANAGEMENT DRESSING. SINGLE USE

Product components:

- Transparent silicones 200g/m² (±15%)
- Vitamin E (0.1%)
- Polyurethan layer transparent 60µm
- Protection film: peel off fixation. PVC film 100µm

Product characteristics:

- Total thickness of the sheet: 250µm (±20%)



Silicare® : Mince feuille de silicone pour le traitement des cicatrices, enrichi en vitamine E.

Silicare® : Thin silicone sheet for scar treatment, enriched with vitamin E.

REF.	Dimension (cm)	Quantité	Prix Price
Sili - LIPO	Ø 3,75		30.24€
SiliPatch- XS	2,5 x 2,5		19.80€
SiliPatch- S	5 x 7,5		3.06€
SiliPatch- M	5 x 18		3.78€
SiliPatch- L	15 x 18		6.84€
SiliPatch- XL	38 x 38		54€
Sili - NIPPLE	Ø Ext : 7,5/Int: 1,8		5.03€
Sili - Abdo	5 x 38		6.60€
Sili - Breast	5 x 30		6.84€

THERMOTHÉRAPIE PRÉ/POST-ACT

PRE/POST ACT THERMOTHERAPY

Aesthetic
Group

ICE-STICK AESTHETIC COOLING MASSAGER

Un nouveau concept pour des massages rafraîchissants avec une cartouche glacée.

Ice-Stick pour visage et corps.
La meilleure solution pour apaiser et rafraîchir la peau.

*New concept cooling massager with ice cartridge.
Ice-Stick supports to keep your skin*

Permet d'insérer une aiguille sans douleur et d'atténuer les risques d'hématomes.

*fresh performing cooling massage.
The best way to cool down & soothe your skin.*



ICE-STICK 24,00 €




MASQUE ET CARRÉ RAFRAICHISSANTS

COOLING SQUARE AND MASKS INFILTRATION TUBING



L11



L14



L12

L11 - Visage 73,34 €

L14 - Yeux 47,07 €

L12 - Carrés 41,82 €



SKIN COOLER



REF. Prix TTC
Price

SCB 62,93 €

SKIN COOLER BODY
LARGEUR 5,5 CM

Calme la peau avant / après les injections.
Peut être utilisé pour répartir le gel avant un traitement de LASER, cela permet d'améliorer la circulation et augmente l'apport en oxygène.

*Perfect before / after injection.
Can be used to spread the gel before laser treatment. increase blood circulation and oxygenation.*



REF. Prix TTC
Price

SCF 57,73 €

SKIN COOLER FACE
LARGEUR 3 cm

SPRAY RÉFRIGÉRANT

COLD SPRAY



SPR 400 9,49 €

Volume 400ml



CRYOCHIRURGIE POINTE FINE CRYOSURGERY FINE TIP

Cryoalfa SUPER avec pointe en vitrocéramique 1mm + 1 cartouche, dans un blister.

Cryoalfa SUPER with ceramic tip of 1 mm + 1 cartridges, packaged in a blister.



REF. Prix TTC
Price

CA-S-L 199,00 €



CRYOCHIRURGIE APPLICATEUR LARGE CRYOSURGERY LARGE TIP

Cryoalfa SUPER CONTACT avec applicateur contact pour une zone de 5mm de diamètre + 1 cartouche, dans un blister.

Cryoalfa SUPER CONTACT with contact tip of 5 mm in diameter + 1 cartridge, packaged in a blister.



CA-S-C5 230,00 €



CA-K-V16 30,00 €



NITRO-SPRAY CRYOPRO®

L'azote liquide est le plus largement utilisé dans la cryochirurgie moderne.


Liquid nitrogen is the most widely used coolant in modern cryosurgery.

Vendu vide (Sans azote liquide)
Sold empty (without liquid nitrogen)

Cryopro® MINI 0,35L CX.CP.MNI
Cryopro® MAXI 0,5L CX.CP.MAXI

Chacun fournis avec :
x5 embouts (Ø : 1mm / 0,75mm / 0,55mm / 0,4mm
+ embout long courbe)
x1 adaptateur de nettoyage

Provided with:
x5 Spray tips (Ø : 1mm / 0.75mm / 0.55mm / 0.4mm
+ bent probe)
x1 Cleaning adapter



NEW

MULTITOX pour injection de toxine botulique

MULTITOX For botulinum toxin injection

MultiTox™

Exclusive

MultiTox™

Un dispositif innovant pour les seringues botuliques
An innovative device for botulinum syringes

**EFFICACITÉ
&
SÉCURITÉ**

Résultats
des
traitements
améliorés

**EFFICACY
&
SAFETY**

*Improved
treatment
results*

haute précision
d'injection

*Highly
accurate injections*

Moins de 1 Euro
par patient

*Less than 1 Euro
per patient*

Avec le **Multibox**, l'injection de toxine botulique est maintenant une procédure simple à effectuer avec une précision du dosage (0,025ml ou 0,05ml). Jusqu'à 40 injections par dispositif.

*With the **Multibox**, botulinum toxin injection is actually simple to perform with dosage accuracy (0.025ml ou 0.05ml).*

Up to 40 injections with the same cadlle.



MULTITOX-1

Prix TTC
Price

50,00€



MULTITOX-6

288,00€

LE PREMIER DISPOSITIF INTÉGRANT LE SYSTÈME MICRO-NEEDLING AVEC L'ÉLECTROPORATION

THE FIRST DEVICE INTEGRATING THE MICRO-NEEDLING
SYSTEM WITH ELECTROPORATION



- Régénération des cheveux
- Amélioration de l'aspect de la peau
- Éclaircissement de la peau
- Raffermissement de la peau
- Contraction des pores
- Améliorer les rides


- Hair regeneration
- Improving skin aspect
- Skin brightening
- Skin firming
- Pore contraction
- Improving wrinkle

SPECIFICATION


Type	Electroporation & Micro Needling
Needling RPM	1 Level : 4.000 / 2 Level : 4.500 / 3 Level : 5.000
Depth of needle	0 mm ~ 2.0 mm
Needle cage	33G
Electroporation	5 intensity levels
Needle	Disposable sterilized needle

Ceci n'est pas un dispositif médical - This is not a medical device

	REF.	Prix TTC Price
Système avec aiguille électroporation <i>Electroporation needle system</i>	EPN	990€
Électrode 9 aiguilles à usage unique pour EPN <i>Disposable electrode 9 needles for EPN</i>	EPN_NEEDLE	220€



Ø = 0,16 x 11 mm





Eunsung



Principe de l'EPN :



Lorsque les micro-aiguilles injectent des électrodes à une profondeur de 0-2 mm sous la surface de la peau, il induit une distribution précise du complexe cosmétique à travers les pores.

L'électrode micro-aiguille induit l'électroporation instantanément pour délivrer un complexe cosmétique à travers

PRINCIPLE OF EPN :

When injection micro needles electrodes at 0-2mm depth below the skin surface, it induces precise complex cosmetic delivery throughout pores.


Micro needle electrode induces electroporation instantly to deliver a complex cosmetic throughout micro pores on the dermal fibroblast membranes



CANULE DE PRÉLÈVEMENT DE TISSU GRAISSEUX / CANNULA FOR FAT HARVESTING	22
CANULE D'INJECTION SOUS-CUTANÉ / CANNULA FOR FAT INJECTION	23
CANULES DE LIPOMODELAGE POUR LE CORPS / LIPOMODELING CANNULAS FOR THE BODY	24
CANULE DE TRANSFERT & TYPE MOREL / TRANSFER CANNULA & MOREL TYPE	25
KIT MICROLIPOSCULPTURE & LIPOFILLING / MICROLIPOSCULPTURE & LIPOFILLING KIT	26
KITS SIMPLIFIÉS D'INTERVENTION / SIMPLIFIED INTERVENTION KIT	28
KIT LIPOSCULPTURE / LIPOSCULPTURE KIT	30
CANULE LIPO ASPIRATION / LIPOSUCTION CANNULA LIPO-ONE®	31
TUBE / TUBING	32
BOCAL COLLECTEUR DE GRAISSE / FAT COLLECTOR CANISTER	33
ACCESSOIRES USAGE UNIQUE / SINGLE USE ACCESSORIES	34
ACCESSOIRES RÉUTILISABLES / REUSABLE ACCESSORIES	35
SUPPORT SERINGUES & TUBES / SYRINGES & TUBES HOLDER	37
CRAYON DERMOGRAPHIQUE / SKIN MARKER	38
CENTRIFUGEUSES MANUELLES / MANUAL CENTRIFUGE	39
PISTOLET D'INJECTION / REINJECTION GUN	40
INFILTRATION / INFILTRATION	41
LIPOLYSE / LIPOLYSIS	42
VÊTEMENTS CONTENTION / CONTENTION GARMENT	43
GAMME TRCHANTE / SHARP RANGE	46
IMPLANTS DE LÈVRES PERMALIP™ / PERMALIP™ IMPLANTS SURGISIL™	48
PLASMA RICHE EN PLAQUETTE / PLATELET-RICH PLASMA - CELLENIS PRP™	49
PRP - CENTRIFUGEUSE 10&20ml - ACCESSOIRES / PRP - 10&20ml centrifuge - accessories	50
IMPLANTATEUR DE CHEVEUX / HAIR IMPLANTER CHOIS	51



inex SURGE



CANULE DE PRÉLÈVEMENT DE TISSU GRAISSEUX

CANNULA FOR FAT HARVESTING

Aesthetic
Group



2 x10



REF.	Orifices Hole	Ø(mm)	Longueur Length (mm)	Prix TTC Price
CP 3 2 3 0 1	1	3,00	230	94,15€
CP 4 2 3 0 1		4,00	230	94,15€
CP 16 9 0 V		1,65	90	85,17€
CP 16 15 0 V		1,65	150	94,15€
CP 14 9 0 V		2,10	90	85,17€
CP 14 15 0 V		2,10	150	94,15€
CP 3 0 1 5	2	3,00	150	62,94€
CP 3 0 2 3		3,00	230	68,14€
CP 17 8 5 3 HS	3	1,45	85	94,15€
CP 16 10 5 3 HS		1,65	105	94,15€
CP 14 12 5 3 HS		2,10	125	94,15€
CP 3 0 1 5 3 S		3,00	150	94,15€
CP 14 12 5 3 HV		2,10	125	94,15€
CP 3 1 5 0 3 M		3,00	150	94,15€
CP 3 2 3 0 3 M		3,00	230	94,15€
CP 4 2 3 0 3 M		4,00	230	104,55€
CP 3 2 3 0 3 T		3,00	230	94,15€
CP 4 2 3 0 3 T		4,00	230	94,15€
CP 14 1 3 0 4 H	4	2,10	130	83,74€
CP 3 0 1 5 4 H		3,00	150	94,15€
CP 14 1 2 5 6 HMP	6	2,10	125	94,15€
CP 14 1 5 0 6 HS		2,10	150	94,15€
CP 3 5 1 7 6 H		3,50	170	94,15€
CP 12 2 0 0 7 H	7	2,80	200	88,95€
CP 12 3 0 0 7 H		2,80	300	94,15€
CP 14 1 5 0 8 H	8	2,10	150	94,15€
CP 3 0 1 5 1 2 R	12	3,00	150	94,15€
CP 3 0 1 5 2 4 H	24	3,00	150	104,55€
CP 3 0 2 3 2 4 H		3,00	230	109,75€

CANULE D'INJECTION SOUS-CUTANÉ

CANNULA FOR FAT INJECTION

Aesthetic
Group

2 x10

REF.	Orifices degré ouverture Hole	Ø(mm)	Longueur Length (mm)	Prix TTC Price
CF0965290	2	0,90	65	69,47€
CFL201502LE		2,00	150	73,34€
CF15745	1/45°	1,65	70	49,47€
CF151045		1,65	100	48,25€
CF201545		2,10	150	92,82€
CF202345		2,10	230	106,59€
CF10790	1/90°	1,05	70	68,45€
CF12790		1,25	70	68,45€
CF14790		1,45	70	68,45€
CF15790		1,65	70	45,09€
CF16890		1,65	80	53,55€
CF151090		1,65	100	53,55€
CF201090		2,10	100	92,82€
CF201590		2,10	150	92,82€
CF202290		2,10	220	95,99€
CF27990		2,75	90	69,47€
CF271590		2,75	150	81,09€
CF301590		3,00	150	88,95€
CF301990		3,00	190	90,99€
CF401990		4,00	190	101,49€

CANULES DE LIPOMODELAGE POUR LE CORPS

LIPOMODELING CANNULAS FOR THE BODY

Aesthetic
Group



REF.	Ø(mm)	Long. Length (cm)	Prix TTC Price
CP142012	2	20	94,15€
CP142512	2	25	94,15€
CP143012	2	30	94,15€
CP112012	3	20	104,55€
CP112512	3	25	104,55€
CP113012	3	30	104,55€
CF141590SP	2	15	81,09€
CF142090SP	2	20	90,99€
CF142590SP	2	25	90,99€
CF142090CSP*	2	20	92,82€
CF142590CSP*	2	25	92,82€
CF111590SP	3	15	90,99€
CF112090SP	3	20	90,99€
CF112590SP	3	25	92,82€
CF112090CSP*	3	20	94,15€
CF112590CSP*	3	25	94,15€
CF1420BF	2	20	94,15€
CF1425BF	2	25	94,15€
CF1120BF	3	20	94,15€
CF1125BF	3	25	94,15€

* Canule incurvée / Curved cannula

in SURGE

www.aestheticgroup.com

Aesth
Group

CANULE DE TRANSFERT & TYPE MOREL

TRANSFER CANNULA & MOREL TYPE

Aesthetic
Group



CANULE MICRO LIPO TRANSFERT LIPO TRANSFER CANNULA




REF.	Ø(mm)	Longueur Length (mm)	Prix TTC Price
MF11180	2,50	109	83,74€
MF11182	1,65	65	45,03€
MF11183	1,65	75	62,93€
MF11184	1,65	75	62,93€

CANULE TRANSFERT AUTOLOGUE DE GRAISSE AUTOLOGUS FAT TRANSFER CANNULA



CPOE18100	1,24	100	31,47€
CPOE3155	3,00	155	31,47€
CPOE3195	3,00	195	31,47€
CPOE3275	3,00	275	31,47€
CPOE3300	3,00	300	31,47€

CANULE CRÉPINE DE LYSE (TYPE MOREL) CREPINE DE LYSE CANNULA (MOREL TYPE)



AL701	2,00	210	94,15€
AL702	2,00	150	94,15€

KIT MICROLIPOSCULPTURE & LIPOFILLING

Aesthetic
Group

MICROLIPOSCULPTURE & LIPOFILLING KIT



KIT MICROLIPOSCULPTURE MICROLIPOSCULPTURE KIT



Canule de prélèvement
Cannula for fat harvesting
2 microcanules de réinjection
2 reinjection micro cannulas

Raccord
FLL connector

REF.	Ø(mm)G	Longueur Length (mm)	Prix TTC Price
CP141508H	2,10	150	
MI2140KR	0,81	40	26,27€
993922T			



KIT LIPOFILLING LIPOFILLING KIT

1 canule de prélèvement (2,1mm x 125mm - 3 orifices spirales (CP141253HV))
2 canules de réinjection (0,81mm x 70mm - 1 orifice (MI2170KR))
1 raccord FLL (993922T)
1 aiguille 14G (2,1mm x 40mm (AF1440))
1 aiguille 21G (0,8mm x 40mm (AIG2140))
1 aiguille 30G (0,3mm x 13mm (010313))
4 seringues 10ml (SLL10)
4 bouchons LL (MC1711)
1 seringue 3ml (SLL03)
3 seringues 1ml (11001D)

1 cannula for fat harvesting
2 reinjection cannulas
1 FLL connector
1 needle 14G
1 needle 21G
1 needle 30G
4 syringes 10ml
4 caps LL
1 syringe 3ml
3 syringes 1ml

REF.	Prix TTC Price
KLF 001	57,73€

1 canule d'infiltration (2,5mm x 150mm - 10 orifices (CI25150))
1 canules de prélèvement (2,1mm x 150mm - 8 orifices (CP141508H))
1 canule de transfert (3,5mm x 150mm (CPOE35150))
1 canule de réinjection (0,89mm x 50mm avec mandrin (MI2050KRM))
1 canule de réinjection (1,4mm x 100mm avec mandrin (MI17100KRM))
4 seringues 1ml (11001D)
4 seringues 10ml (SLL10)
2 raccords FLL (993922T)
1 aiguille 18G (1,25mm x 40mm NOKOR (300779))

1 cannula for injection
1 cannula for fat harvesting
1 transfer cannula
1 reinjection cannula
1 reinjection cannula
4 syringes 1ml
4 syringes 10ml
2 FLL connectors
1 needle 18G

REF.	Prix TTC Price
KLF 002	62,93€

1 canule d'infiltration (2,5mm x 150mm - 10 orifices (CI25150))
1 canules de prélèvement (3mm x 150mm - 4 orifices (CP30154H))
1 canule d'injection (1,45mm x 70mm (CF14790))
1 canule d'injection (1,25mm x 70mm (CF12790))
4 seringues 1ml (11001D)
4 seringues 10ml (SLL10)
4 bouchons LL (MC1711)
1 raccord FLL (993922T)
1 aiguille 18G (1,25mm x 40mm (AIG1840))
1 aiguille 30G (0,3mm x 13mm (010313))
1 aiguille 21G (0,8mm x 40mm (AIG2140))

1 cannula for injection
1 cannula for fat harvesting
1 injection cannula
1 injection cannula
4 syringes 1ml
4 syringes 10ml
4 caps LL
1 FLL connector
1 needle 18G
1 needle 30G
1 needle 21G

REF.	Prix TTC Price
KLF 003	62,93€

1 canule de prélèvement (2,1mm x 125mm - 3 orifices spirales (CP141253HV))
1 canule de réinjection (1,65mm x 80mm - 1 orifice (CF16890))
3 seringues 10ml (SLL10)
2 seringues 1ml (11001D)
1 seringue 5ml (SLL05)
4 bouchons LL (MC1711)
1 raccord FLL (993922T)
1 aiguille 16G (1,6mm x 25mm NOKOR (300780))
1 aiguille 30G (0,3mm x 13mm (010313))
1 aiguille 21G (0,8mm x 40mm (AIG2140))

1 cannula for fat harvesting
1 reinjection cannula
3 syringes 10ml
2 syringes 1ml
1 syringe 5ml
4 caps LL
1 FLL connector
1 needle 16G
1 needle 30G
1 needle 21G

REF.	Prix TTC Price
KLF 004	57,73€

KIT LIPOFILLING

LIPOFILLING KIT

Aesthetic
Group



1 canule de prélèvement (2,1mm x 125mm - 3 orifices spirales (CP141253HS))
1 canule de réinjection (1,24mm x 70mm - 1 orifice (MI1870KR))
1 canule de réinjection (0,81mm x 70mm - 1 orifice (MI2170KR))
1 canule d'infiltration (2,1mm x 150mm - 10 orifices (CI21150))
4 seringues 10ml (SLL10)
4 seringues 1ml (11001D)
4 bouchons LL (MC1711)
1 raccord FLL (993922T)
1 aiguille 25G (0,5mm x 16mm (AIG2516))
1 aiguille 21G (0,8mm x 40mm (AIG2140))
1 aiguille 18G (1,25mm x 40mm NOKOR (300779))

1 cannula for fat harvesting
1 reinjection cannula
1 reinjection cannula
1 infiltration cannula
4 syringes 10ml
4 syringes 1ml
4 caps LL
1 FLL connector
1 needle 25G
1 needle 21G
1 needle 18G

REF.

Prix TTC
Price

KLF 005

62,93€

1 canule d'infiltration (2,5mm x 150mm - 10 orifices (CI25150))
1 canules de prélèvement (2,1mm x 150mm - 8 orifices (CP141508H))
1 canule d'injection avec mandrin (1,1mm x 50mm - 1 orifice (MI1950KRM))
1 canule de réinjection (1,24mm x 90mm (MI1890KR))
2 raccords FLL (993922T)
4 seringues 10ml (SLL10)
4 seringues 1ml (11001D)
4 bouchons LL (MC1711)

1 cannula for injection
1 cannula for fat harvesting
1 injection cannula with mandrel
1 reinjection cannula
2 FLL connectors
4 syringes 10ml
4 syringes 1ml
4 caps LL

REF.

Prix TTC
Price

KLF 006

62,93€

1 canule de prélèvement (2,1mm x 150mm - 8 orifices (CP141508H))
2 canules d'injection (0,81mm x 40mm - 1 orifice (MI2140KR))
1 raccord FLL (993922T)
4 seringues 10ml (SLL10)
4 seringues 1ml (11001D)
4 bouchons LL (MC1711)
1 aiguille 21G (0,8mm x 40mm (AIG2140))
1 aiguille 14G (2,1mm x 40mm (AF1440))

1 cannula for fat harvesting
2 cannulas for injection
1 FLL connector
4 syringes 10ml
4 syringes 1ml
4 caps LL
1 needle 21G
1 needle 14G

REF.

Prix TTC
Price

KLF 007

62,93€

1 canule de prélèvement (2,1mm x 125mm - 8 orifices (CP141508H))
1 canule de réinjection (1,24mm x 38mm - 5 orifices spirales diamètres dégressifs (MI1838KRSP))
2 canules de réinjection (0,9mm x 38mm - 5 orifices spirales diamètres dégressifs (MI2038KRSP))
1 canule de réinjection (1,24mm x 70mm - 5 orifices spirales diamètres dégressifs (MI1870KRSP))
2 canules de réinjection (0,81mm x 70mm - 1 orifice (MI2170KR))
4 seringues 10ml (SLL10)
4 bouchons LL (MC1711)
1 raccord FLL (993922T)
1 aiguille 30G (0,3mm x 13mm (O10313))
1 aiguille 14G (2,1mm x 40mm (AF1440))
1 aiguille 18G (1,25mm x 40mm NOKOR (300779))

1 cannula for fat harvesting
1 reinjection cannula
2 reinjection cannulas
1 reinjection cannula
2 reinjection cannulas
4 syringes 10ml
4 caps LL
1 FLL connector
1 needle 30G
1 needle 14G
1 needle 18G

REF.
Microliposculpture
Dr. Goin

Prix TTC
Price

KLF 008

62,93€

KITS SIMPLIFIÉS D'INTERVENTION

SIMPLIFIED INTERVENTION KIT

Aesthetic
Group

x36



Kit chirurgie plastique A
Surgery kit

REF.
KCP006A

Prix TTC
Price
215,14€

- 1x bistouri/scalpel #15
- 1x porte aiguille Mayo Hegar / Needle holder 14cm
- 1x pince Adson ultra fine 1x2 griffes / Adson ultra fine forceps 1x2 teeth
- 1x ciseau à iridectomie courbe mousse / blunt curved iridectomy scissors
- 1x champ plastifié absorbant troué / fenestrated, absorbent plasticized drape 50x60cm diam. 8cm
- 5x compresses en non tissé / non-woven swabs 30g. 7,5x7,5cm
- 1x blister rigide avec 3 compartiments / blister with 3 sections



Kit chirurgie plastique B
Surgery kit

REF.
KCP007B

Prix TTC
Price
271,30€

- 1x bistouri/scalpel #15
- 1x porte aiguille Mayo Hegar / Needle holder 14cm
- 1x pince Adson ultra fine sans griffe / Adson ultra fine forceps without teeth
- 1x pince Adson ultra fine 1x2 griffes / Adson ultra fine forceps 1x2 teeth
- 1x ciseau à iridectomie courbe mousse / blunt curved iridectomy scissors
- 1x champ plastifié absorbant troué / fenestrated, absorbent plasticized drape 50x60cm diam. 8cm
- 1x champ plastifié absorbant non troué / absorbent plasticized drape 38x45cm
- 5x compresses en non tissé / non-woven swabs 30g. 7,5x7,5cm
- 1x blister rigide avec 3 compartiments / blister with 3 sections



Kit chirurgie plastique C
Surgery kit

REF.
KCP008C

Prix TTC
Price
229,39€

- 1x bistouri/scalpel #15
- 1x ciseau à dissection Metzenbaum courbes / curved Metzenbaum dissecting scissors 14cm
- 1x pince hémostatique Halstead courbe sans griffe / curved, haemostatic forceps without teeth 12cm
- 1x porte aiguille Mayo Hegar / Needle holder 14cm
- 1x pince Adson ultra fine 1x2 griffes / Adson ultra fine forceps 1x2 teeth
- 1x ciseau à iridectomie courbe mousse / blunt curved iridectomy scissors
- 1x champ plastifié absorbant troué / fenestrated, absorbent plasticized drape 50x60cm diam. 8cm
- 5x compresses en non tissé / non-woven swabs 30g. 7,5x7,5cm
- 1x blister rigide avec 3 compartiments / blister with 3 sections



Kit de suture
Suture kit

REF.
KS001

Prix TTC
Price
164,16€

- 1x pince Adson ultra fine 1x2 griffes / Adson ultra fine forceps 1x2 teeth
- 1x porte aiguille Mayo Hegar / Needle holder 14cm
- 1x ciseau à iridectomie droit pointu / sharp straight iridectomy scissors
- 1x blister rigide avec 3 compartiments / blister with 3 sections



Kit de suture
Suture kit

REF.
KS002

Prix TTC
Price
175,39€

- 1x porte aiguille Mayo Hegar / Needle holder 14cm
- 1x pince Adson ultra fine 1x2 griffes / Adson ultra fine forceps 1x2 teeth
- 1x ciseau à iridectomie droit pointu / sharp straight iridectomy scissors
- 1x champ plastifié absorbant non troué / absorbent plasticized drape 38x45cm
- 5x compresses en non tissé / non-woven swabs 30g. 7,5x7,5cm
- 1x blister rigide avec 3 compartiments / blister with 3 sections

KITS SIMPLIFIÉS D'INTERVENTION

SIMPLIFIED INTERVENTION KIT

Aesthetic
Group

x36



Kit d'ablation suture
Removal suture kit

REF.
KAS003

Prix TTC
Price
120,10€

- 1x pince Adson sans griffe / Adson forceps without teeth
- 1x ciseau à iridectomie droit pointu / sharp straight iridectomy scissors
- 1x blister rigide avec 3 compartiments / blister with 3 sections



Kit Biopsie Punch 3mm
Biopsy Punch kit 3mm

REF.
KB005

Prix TTC
Price
193,97€

- 1x punch à biopsie / biopsy punch diam. 3mm
- 1x porte aiguille Mayo Hegar / Needle holder 14cm
- 1x pince Adson ultra fine 1x2 griffes / Adson ultra fine forceps 1x2 teeth
- 1x ciseau à iridectomie courbe mousse / blunt curved iridectomy scissors
- 1x blister rigide avec 3 compartiments / blister with 3 sections




Kit Biopsie Punch 4mm
Biopsy Punch kit 4mm

REF.
KB005B

Prix TTC
Price
193,97€

- 1x punch à biopsie / biopsy punch diam. 4mm
- 1x porte aiguille Mayo-Hegar / Needle holder 14cm
- 1x pince Adson ultra fine 1x2 griffes / Adson ultra fine forceps 1x2 teeth
- 1x ciseau à iridectomie courbe mousse / blunt curved iridectomy scissors
- 1x blister rigide avec 3 compartiments / blister with 3 sections



Kit Biopsie Punch 3mm
Biopsy Punch kit 3mm

REF.
KB004

Prix TTC
Price
303,70€

- 1x punch à biopsie / biopsy punch diam. 3mm
- 1x ciseau à iridectomie courbe mousse / blunt curved iridectomy scissors
- 1x pince Adson ultra fine sans griffe / Adson ultra fine forceps without teeth
- 1x pince Adson ultra fine 1x2 griffes / Adson ultra fine forceps 1x2 teeth
- 5x compresses en non tissé / non-woven swabs 30g. 7.5x7.5cm
- 1x champ plastifié absorbant troué / fenestrated, absorbent plasticized drape 50x60cm diam. 8cm
- 1x blister rigide avec 3 compartiments / blister with 3 sections



Kit Biopsie Punch 4mm
Biopsy Punch kit 4mm

REF.
KB004B

Prix TTC
Price
303,70€

- 1x punch à biopsie / biopsy punch diam. 4mm
- 1x ciseau à iridectomie courbe mousse / blunt curved iridectomy scissors
- 1x pince Adson ultra fine sans griffe / Adson ultra fine forceps without teeth
- 1x pince Adson ultra fine 1x2 griffes / Adson ultra fine forceps 1x2 teeth
- 5x compresses en non tissé / non-woven swabs 30g. 7.5x7.5cm
- 1x champ plastifié absorbant troué / fenestrated, absorbent plasticized drape 50x60cm diam. 8cm
- 1x blister rigide avec 3 compartiments / blister with 3 sections

KIT LIPOSCULPTURE

LIPOSCULPTURE KIT

Aesthetic
Group

2 x1

KIT LIPOSCULPTURE POUR LE CORPS LIPOSCULPTURE KIT FOR THE BODY

Canule de Prélèvement (6 orifices) *Fat Harvesting cannula (6 holes)*

Canule de réinjection *Reinjection cannula*

Canule de réinjection *Reinjection cannula*

Canule d'infiltration *Infiltration cannula*

REF.	Ø(mm)	Longueur Length (mm)
CP35176H	3.00	170
CF201390	2.00	130
CF202090	2.00	200
CI21250	2.10	250

REF. KLF999
Prix TTC
Price 40,00€

2 x5

PACK DE GREFFE ADIPOCYTAIRE MAMMAIRE MAMMARY ADIPOCYTE GRAFTING PACK

- 1 canule d'infiltration
- 1 canule de lipoaspiration
- 2 canules lipo transfert
- 2 tubulures d'aspiration
- 18 bouchons LL
- 18 seringues 50-60 ml luer embout conique
- 1 bistouri
- 1 barquette
- 1 champ opératoire

- 1 infiltration cannula (2,5 mm x 300 mm - 10 orifices / holes) (CI25300)
- 1 liposuction cannula (4 mm x 280 mm - 3 orifices / holes) (LC42803)
- 2 lipo transfer cannula 21 mm x 230 mm - 1 orifice / hole 45° (CF202345)
- 2 liposuction tubing (intern 7 mm & exter 10 mm x 2m) (ST30200)
- 18 caps LL
- 1 syringe luer conical end 50-60 ml
- Scalpel N°1
- Container
- Operating field (150 x 150 cm)

REF. 401448
Prix TTC
Price 300,00€




 Lipo-one[®]
by ipeh


	REF.	Orifices Hole	Ø(mm)G	Longueur Length (mm)	Prix TTC Price
	LC 313 02	2	3,00	130	136,02€
	LC 323 02		3,00	230	136,02€
	LC 423 02		4,00	230	136,02€
	LC 428 02		4,00	280	136,02€
	LC 528 02		5,00	280	136,02€
	LC 628 02		6,00	280	136,02€
	LC 313 03	3	3,00	130	136,02€
	LC 323 03		3,00	230	136,02€
	LC 423 03		4,00	230	136,02€
	LC 428 03		4,00	280	136,02€
	LC 528 03		5,00	280	136,02€
	LC 628 03		6,00	280	136,02€
	LC31503HVS	3	3,00	150	144,38€
	LC32303HVS		3,00	230	144,38€
	LC 3130 4H	4	3,00	130	144,38€
	LC3280 4H		3,00	280	144,38€
	LC313024H	24	3,00	130	144,38€
	LC328024H		3,00	280	144,38€
	LC428024H		4,00	280	144,38€



TUBE ASPIRATION LIPOSUCTION TUBING



HIGHFLOW



TUBULURES SILICONE AUTOCLAVABLE SILICONE TUBING AUTOCLAVABLE



REF.	Ø int. (mm)	Ø ext. (mm)	Longueur Length (mm)	Prix TTC Price
ST30200	7,00	10,00	200	36,87€
ST30300	7,00	10,00	300	38,05€
HFST813300	8,00	13,00	300	62,93€
TS1325	1,00	3,00	10m	11,93€
TS2425	2,00	4,00		17,85€
TS3610	3,00	6,00		22,44€
TS5925	5,00	9,00		30,60€
TS7122	7,00	12,00		81,60€
TS81410	8,00	14,00		68,34€
TS12182	12,00	18,00		89,76€

BOCAL COLLECTEUR DE GRAISSE

FAT COLLECTOR CANISTER

Lipo-one[®]
by **inex**



BOCAL COLLECTEUR DE GRAISSE AUTOCLAVABLE ET RE-STÉRILISABLE

- Couverture flotteur sont également autoclave
- Flotteur de sécurité pour empêcher le débordement
- Connecteur Luer Lock situé à la base

AUTOCLAVABLE & REUSABLE FAT COLLECTOR CANISTER

- Lid and float are also autoclavable
- Safety float to prevent overflow
- Luer Lock connector located on the bottom



AUTOCLAVABLE
RÉUTILISABLE

LE KIT CONTIENT* :

- 1 bocal - 1 couvercle
 - 10 tubes usage unique avec clamp/robinet
 - 1 support inox
 - 1 tube silicone autoclavable pour faire le vide
- Autoclavable et re-stérilisable.

*Chaque élément peut être acheté séparément.

THE KIT CONTAINS*:

- 1 Canister - 1 Lid
 - 10 Disposable Tubes with Clamp/Stopcock
 - 1 Stainless Steel Stand
 - 1 Reusable Vacuum Silicon Tube
- Autoclavable and re-usable.

*Each item can be sold separately.

REF.	Volume (L)	Prix TTC Price
S B 2 5 0	0,25	396,78€
S B 5 0 0	0,5	418,20€
SB10 0 0	1	438,60€
SB20 0 0	2	459,00€
SB30 0 0	3	479,40€

TUBE 17CM - CLAMP - ROBINET
TUBE 17CM - CLAMP - STOPCOCK

TRSB 170 56,61 €



2 x10

ACCESSOIRES USAGE UNIQUE

SINGLE USE ACCESSORIES



Aesthetic
Group

ADAPTATEUR TOOMEY TOOMEY ADAPTATOR



REF.	Unité	Prix TTC Price
TCLL	x25	36,41€



RACCORD D'ASPIRATION CHIRURGICAL SURGICAL SUCTION HANDLE



RC100T	x50	52,28€
--------	-----	--------



RACCORD CONIQUE À 6/13 MM SURGICAL CONNECTOR 6/13 MM

MALE LUER LOCK (MLL)	530602	x50	36,67€
FEMELLE LUER LOCK (FLL)	530612	x50	



STOPPEUR POUR SERINGUE SYRINGE STOPPEUR



ST10	x25	41,87€
ST50	x25	47,07€



ACCESSOIRES RÉUTILISABLES

REUSABLE ACCESSORIES

Aesthetic
Group

STOPPEUR AUTOCLAVABLE INJECTION STOPPER

REF.	Pour seringue (ml) For syringe (ml)	Prix TTC Price
0 98 741	50/60	36,67€
0 98 742	20	31,47€
0 98 743	10	28,36€



RACCORD D'ASPIRATION POUR CORPS DE SERINGUE TOOMEY TOOMEY SYRINGE BODY CONNECTOR

REF.	Prix TTC Price
1460-SBA60SS	94,15€



Inox pour seringue 50/60cc
Stainless steel for syringe 50/60cc



BLOQUEUR DE PISTON POUR SERINGUE SYRINGE STOP LOCK

BD 50/60cc	1280-TL60CC	41,82€
BD 10cc	1290-TL10CC	36,67€



MESUREUR DE GRAISSE SOUS CUTANÉE ÉLECTRONIQUE MEASUREMENT OF SUBCUTANEOUS FAT TISSUE

Rang : 0 - 50 mm / 0 - 2»
Résolution : 0,1 mm / 0,01»
Précision : $\pm 0,2$ mm / 0,01»
Température de travail : 0°C à 40°C
Température de garde : -20°C à +70°C
Piles : 3V (incluses).

Range : 0 - 50 mm / 0 - 2»
Resolution : 0.1 mm / 0.01»
Accuracy : ± 0.2 mm / 0.01»
Working temperature : 0°C to 40°C / 32°F to 104°F
Storage temperature : -20°C to +70°C / -4°F to 158°F
Battery : 3V (included).

Plicomètre électronique
pour la mesure de la graisse
sous-cutanée.

Electronic skinfold caliper -
measurement
of subcutaneous fat tissue.



REF.

ELEKCAL

Prix TTC
Price

21,06€

x1

MESUREUR DE GRAISSE SOUS CUTANÉE SKINFOLD CALIPER-MEASUREMENT OF SUBCUTANEOUS FAT TISSUE

Plicomètre pour mesure
de la graisse sous cutanée
Rang de mesure 0 - 70 mm.

Lightweight and easy to transport.
Measuring Range 0 - 70 mm.



SKINCAL

5,36€

x1

RUBAN DE MESURE POUR PÉRIMÈTRE + IMC MEASURING TAPE + BMI



MTBMI

5,36€


x1

SUPPORT SERINGUES & TUBES

SYRINGES & TUBES HOLDER

Aesthetic
Group

SUPPORT INOX STAINLESS STEEL RACK



x1

REF.	Tubes	Seringue Syringe	Prix TTC Price
LPEI0406H70	4x6	1ml/10ml	49,16€
LPEI0412H70	4x12	1ml/20ml	68,13€
P O R 3 4 5 0	3x4	50ml	99,35€

SUPPORT INOX POUR 5 SERINGUES STAINLESS STEEL RACK FOR 5 SYRINGES

Support acier inoxydable pour
seringue 1ml à 10ml.
*Stainless steel rack for 1ml
to 10ml syringes.*



REF.	Prix TTC Price
SS5C	21,06€

x1

SUPPORT POUR SERINGUE SYRINGE HOLDER

REF.	Prix TTC Price
355466	61,10€

x1

Support solide et en toute sécurité
pour seringues d'injection
Risque de blessures réduit
*Solid safety stand for injection
syringes
Reduces injury risk*



SUPPORT POUR SERINGUE SYRINGE HOLDER

REF.	Prix TTC Price
RU0201	21,06€

x1

INOX, connection FLL.
*Stainless Steel, Luer Lock
connection.*



CRAYON DERMOGRAPHIQUE

SKIN MARKER

Aesthetic
Group

Stérile (OE)
Sterilized (EO)

Marqueur Spécial face
Skin Marker for Face
Marqueur Spécial Corps
Skin Marker for Body

REF.

Trait
Tip (mm)

Prix TTC
Price

C D 0 5

0,5

31,47€

C D 1 0

1,0



REF.

Couleur
Color

Prix TTC
Price

1 4 4 4

Green

1 4 4 5

Red


39,60€

1 4 4 0

White



Description : Idéal pour
les injections de botox® et filler.
Facilement effaçable.
Perfect use for injection of botox® and filler.
Easily removable.



CENTRIFUGEUSE A MAIN POUR SERINGUE MANUAL CENTRIFUGE FOR SYRINGES

Centrifugeuse à main complète
Complete manual centrifuge

Rotor pour seringues
Rotor for syringes

REF.	Seringue Syringe (ml)	Prix TTC Price
C M 6 0	50/60	314,16€
C M 1 0	10	314,16€
ROT60	50/60	125,61€
ROT10	10	125,61€



POCHE VIDE DE RECUEIL DE GRAISSE EMPTY FAT BAG

REF.	Volume (ml)	Prix TTC Price
YZG0219EU	100	199,00€
YZG0419EU	250	219,00€

x25



PISTOLET D'INJECTION

REINJECTION GUN

Aesthetic
Group

PISTOLETS DE RÉINJECTION DE GRAISSE AUTOCLAVABLE EMPTY FAT BAG FAT REINJECTION GUN

REF.	Volume (ml)	Prix TTC Price
RU 0 1 0 1	1ml	349,00€
RU 0 1 3 0	3	374,74€
RU 0 1 2 0	20	374,74€
RU051060	5/10/60	499,39€



RU0130




RU0120



RU0101



RU051060



3 EN 1 / 3 IN 1



CANULE DE KLEIN POUR INFILTRATION

KLEIN CANNULA FOR INFILTRATION



REF.	Ø (mm)	Longueur Length (mm)	Prix TTC Price
CI16150	1,65	150	76,40€
CI18100	1,25	100	78,44€
CI21100	2,10	100	80,48€
CI21150	2,10	150	83,54€
CI21250	2,10	250	86,60€
CI25150	2,50	150	89,66€
CI25250	2,50	250	92,86€
CI25300	2,50	300	101,90€



SERINGUE POUR INFILTRATION

INFILTRATION SYRINGE



REF.	Volume	Prix Price
SI110	10 ml	62,93€



MANCHETTE POUR INFILTRATION AVEC MANOMÈTRE

PRESSURE INFUSOR

Manchette de pression avec poire et robinet 3 voies.
Three way stopcock that prevents air leaks.



REF.	Prix Price
MX4810P1	125,61€



TUBULURE POUR POMPE PÉRISTALTIQUE

PERISTALTIC PUMP TUBING

Type NOUVAG®



TP01	50,24€
------	--------



TUBULURE POUR INFILTRATION


INFILTRATION TUBING



DIT	47,07€
-----	--------



CANULE DE LIPOLYSE LIPOLYSIS CANNULA



PIÈCE À MAIN POUR FIBRE HAND PIECE FOR FIBER



FIBRE POUR LIPOLYSE LASER LIPOLYSIS LASER FIBER



Connection SMA
SMA connector

REF.	Ø (mm) Externe / External	Longueur Length (mm)	Prix TTC Price
------	------------------------------	----------------------------	-------------------

Pour fibre de 600 microns
For 600 microns fiber

CLL17100	1,47	100	56,72€
CLL17150	1,47	150	63,96€
CLL17200	1,47	200	70,18€
CLL17250	1,47	250	78,54€
CLL17300	1,47	300	87,93€

Pour fibre de 400 microns
For 400 microns fiber

CLL19100	1,10	100	56,72€
CLL19150	1,10	150	63,96€
CLL19200	1,10	200	70,18€
CLL19250	1,10	250	78,54€
CLL19300	1,10	300	87,93€

REF.	Ø (mm)	Longueur Length (mm)	Prix TTC Price
------	--------	----------------------------	-------------------

PLL180	20	175	131,84€
--------	----	-----	---------

REF.	Ø (micron)	Longueur Length (cm)	Prix TTC Price
------	------------	----------------------------	-------------------

FTIR400T	400	300	73,34€
FTIR600T	600	300	78,54€

Couleur / Color :
Noir / Black
Blanc / White
Composition :
Uréthane élastique
Stretch Nylon and
urethane elastic fiber

PANTY LONG ET ABDOMINAL GIRDLE WITH ABDOMINAL EXTENSION

REF : 01DY849



Description	1	2	3	4	5	6	7	8
Long. taille Width Waist	71	74	77	80	83	106	107	130
Long. pantalon Trousers length	73	76	79	82	85	85	85	85
Lon. jambe Leg length	38	41	44	47	50	50	50	50

Prix TTC
Price

52,53€



Tailles / Sizes :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Couleur / Color :
Noir / Black
Blanc / White
Composition :
Uréthane élastique
Stretch Nylon and
urethane elastic fiber

PANTY LONG ET ABDOMINAL CHEVILLES GIRDLE WITH ABDOMINAL EXTENSION ANKLE LENGTH

REF : 05DY863



Description	1	2	3	4	5	6	7	8
Long. taille Width Waist	78	82	86	90	94	106	117	130
Long. pantalon Trousers length	93	96	99	102	105	105	105	105
Lon. jambe Leg length	66	69	72	75	78	78	78	78

Prix TTC
Price

57,73€



Tailles / Sizes :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Couleur / Color :
Noir / Black
Blanc / White
Composition :
Uréthane élastique
Stretch Nylon and
urethane elastic fiber

PANTY COURT ET ABDOMINAL GIRDLE WITH ABDOMINAL EXTENSION ABOVE THE KNEE

REF : 02DY852



Description	1	2	3	4	5	6	7	8
Long. taille Width Waist	74	79	84	89	94	106	117	130
Long. pantalon Trousers length	52	57	62	66	70	70	70	70
Lon. jambe Leg length	24	28	30	32	34	34	34	34

Prix TTC
Price

52,53€



Tailles / Sizes :
S, M, L, XL, XXL

Couleur / Color :
Noir / Black
Blanc / White
Composition :
Uréthane élastique
Stretch Nylon and
urethane elastic fiber

GAINE ABDOMINALE AVEC BRETELLES ABDOMINAL SUPPORTER WITH STRAPS

REF : 19DY865



Description	S	M	L	XL	XXL
Largeur taille Width waist	69	73	77	81	85
Longueur totale Overall length	37	37	37	37	37

Prix TTC
Price

50,49€



Tailles / Sizes :
S, M, L, XL, XXL
Couleur / Color :
Noir / Black
Blanc / White
Composition :
Uréthane élastique
Stretch Nylon and
urethane elastic fiber

BODY CLASSIQUE FEMME CLASSIC BODYSHAPER WOMAN		REF : 10DY850				
	Description	S	M	L	XL	XXL
	Largeur taille Width waith	68	72	76	80	84
	Larg.poirine Chest width	78	82	86	90	94

Prix TTC
Price
68,14€

x1

Tailles / Sizes :
S, M, L, XL, XXL
Couleur / Color :
Noir / Black
Blanc / White
Composition :
Uréthane élastique
Stretch Nylon and
urethane elastic fiber

BODY HOMME MALE BODYSHAPER		REF : 13DY850				
	Description	S	M	L	XL	XXL
	Larg. taille Width waith	81	85	89	93	97
	Larg.torse Chest width	85	89	93	97	101
	Long. totale Overall length	72	74	76	78	80

Prix TTC
Price
68,14€

x1

Tailles / Sizes :
S, M, L, XL, XXL
Couleur / Color :
Noir / Black
Blanc / White
Composition :
Nylon et uréthane
élastique
Stretch Nylon and
urethane elastic fiber

MANCHON SLEEVE		REF : 37DY801B				
	Description	S	M	L	XL	XXL
	Longueur Lengh	18	19	20	21	22
	largeur Width	25	28	31	34	37

Prix TTC
Price
21,11€

x2

Tailles / Sizes :
S, M, L, XL, XXL
Couleur / Color :
Noir / Black
Blanc / White
Composition :
Nylon et uréthane
élastique
Stretch Nylon and
urethane elastic fiber

MASQUE RENFORCÉ POUR LIFTING REINFORCED CHIN-NECK BANDAGE		REF : 35DY840				
	Description	S	M	L	XL	XXL
	Circonférence transversale Transverse circumference	44	47	50	53	56
	Circonférence transversale Transverse circumference	61	64	67	70	73

Prix TTC
Price
21,11€

x1

SOUTIEN GORGE POST OPÉATOIRE

POST OP BRA

REF : 3291

Tailles / Sizes :
S, M, L, XL, XXL

Couleur / Color :

Noir / Black

Blanc / White

Composition :

Polyamide, élasthane

Polyamide, elasthane



Band (cm)	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
Size (inch)	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
Cup size											
A											
B											
C											
D											
DD											
F											
G											
H											
	S	M	L	XL	XXL						

Prix TTC
Price

31,52€



STABILISATEUR D'IMPLANTS

IMPLANTS STABILIZER BAND


REF : 8113

Taille unique / One size

Couleur / Color :

Noir / Black

Blanc / White



Prix TTC
Price

18,97€



BANDAGE ABDOMINAL - HAUT

ABDOMINAL BINDER HIGH

REF : 3208

Composition :

Polyamide, élasthane

Polyamide, elasthane



Description	S	M	L	XL	XXL
Longueur de taille	78	86	94	102	112
Width Waist	90	98	106	116	130
Longueur totale Overall length	28,0	29,5	32,5	35,5	41,5


Prix TTC
Price

55,69€



BISTOURI STÉRILE EN ACIER INOXYDABLE

STERILE SCALPEL IN STAINLESS STEEL



REF.	U10	U10A	U11	U15	U20	U21	U23	U24
Prix Price	7,20€							

LAME DE BISTOURI STÉRILE

STERILE SCALPEL BLADE

Manche / Handle
Réutilisable / Reusable




REF.

M31G

Prix

Price

6,00€



REF.

Prix TTC
Price

ST10B

22,80€

ST10A

22,80€

ST11

22,80€

ST15

22,80€

ST20

22,80€

ST21

22,80€

ST23

22,80€

ST24


22,80€



LAME FINE BISTOURI STÉRILE FINE STERILE SCALPEL BLADE


									
REF.	SM61	SM62	SM64	SM65	SM65A	SM67	SM69	SP90	SP91
Prix Price				7,20€			127,20€	151,20€	

Manche pour lame "fine" / "Fine" handle
Réutilisable / Reusable



	REF.	Prix Price
	MFINE2	6,00€

EXTRACTEUR DE LAME
BLADE REMOVER



	REF.	Prix TTC Price
	EXTST	18,00€

EXTRACTEUR DE LAME AUTOCLAVABLE
AUTOCLAVABLE BLADE REMOVER



	RB	15,00€
---	----	--------

IMPLANTS DE LÈVRES PERMALIP™

SurgiSil™

PERMALIP™ IMPLANTS



LA SOLUTION PERMANENTE POUR L'AUGMENTATION DES LÈVRES THE PERMANENT SOLUTION FOR LIP ENHANCEMENT

AVANTAGES

PERMALIP™ n'est pas injectable.

Dispositif souple, solide à base de silicone.

Est profilé pour épouser la forme des lèvres.

Possède une surface lisse qui réduit les risques de l'interposition de tissu.

Est permanent, mais il peut être facilement retiré.

Est disponible dans une variété de tailles pour obtenir des résultats personnalisés.

FEATURES OF PERMALIP™

Permalip is not injectable.

Soft, solid silicone-based device.


Is contoured for a natural appearance.

Has a smooth surface that reduces the chance of tissue ingrowth.

Is permanent, yet can be easily removed.

Is available in a variety of sizes to achieve customized results.

Ø (mm)	Longueur / Length (mm)			Prix TTC Price
	55	60	65	
3,00	SLI355	SLI360	SLI365	399,00€
4,00	SLI455	SLI460	SLI465	
5,00	SLI555	SLI560	SLI565	



x1

TUNNELISATEUR PERMALIP™ PERMA TUNNELER



REF. Prix TTC
Price

SPT-100 399,00€

x1

Réutilisable / Reusable
Acier inoxydable / Stainless steel

PLASMA RICHE EN PLAQUETTE

PLATELET-RICH PLASMA



PLASMA RICHE EN PLAQUETTE PLATELET-RICH PLASMA


P.R.P.



Exclusive

Tropocells[®] System

Pure PRP & Stem
Cells Therapy
for maximal results


		REF.	Prix TTC Price
	1 tube sous vide pour la séparation du PRP avec gel de séparation & anticoagulant, pour collecter 10 ml de sang.	1 vacuum tube for PRP separation with gel & MACD7 (anticoagulant), for collecting 10 ml peripheral blood.	PPT-1 x1 Nous contacter Contact US
	1 tube sous vide pour la séparation du PRP - 10 ml. + 1 tube filtrant.	1 vacuum tube - 10 ml. + 1 sleeve filter.	PPT-2 x1 60,00€
	1 tube sous vide pour la séparation du PRP avec gel de séparation & anticoagulant, pour collecter 22 ml de sang.	1 vacuum tube for PRP separation with gel & MACD7 (anticoagulant), for collecting 22 ml peripheral blood.	PRP22 x1 70,00€
	1 tube sous vide pour la séparation du PRP - 10 ml 1 tube filtrant 1 aiguille 18G x 100 mm 1 seringue 10 ml 1 système de prélèvement sanguin 1 seringue luer lock 1 ml 1 aiguille hypodermique 30G	1 vacuum tube - 10 ml 1 sleeve filter 1 blunt needle 18 x 100 mm 1 10 ml syringe (to be used with the blunt needle) 1 VACU10 PSV set 11 ml luer lock syringe 1 hypodermic needle 30G	PPK-1 x1 80,00€
	1 x tube balance - 10 ml	BT-10 x1	5,00€

TUBE BALANCE PRP
BALANCE TUBE PRP

L'injection de concentrés de plaquettes autologues à des fins esthétiques est interdite en France selon l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 novembre 2015.



ECO KIT PRP



2 x bouchons
1 x seringue 3 ml
1 x aiguille 21 G
1 x microperfuseur 21 G
1 x champ 38 x 45 cm
2 x seringues 10 ml
2 x aiguilles 30 G x 13 mm
5x ampoules de Citrate de Sodium

Caps luer lock
Syringe 3 ml luer lock
Needle 21 G
Butterfly 21 G
Drope 38 x 45 cm
Syringes 10 ml luer lock
Needles 30 G x 13 mm
Sodium Citrate Ampoule

REF. Prix TTC
Price
ECO KIT PRP 157,35€

Ampoule (vendue séparément)
Boîte de 5 pièces
Box of 5 pcs

SC382

9,00€



CENTRIFUGEUSE 10ml 10ml CENTRIFUGE



Fermeture sécurisée
Détection automatique de déséquilibre
Ultra compact et légère 4kg
Mise en pratique facile et rapide
Lock safety
Automatic imbalance detection
Compact and light weight
New intuitive interface for a quick start

CES10

840,00€



Support tube autoclavable
Autoclavable holder

HTCES10

8,50€



CENTRIFUGEUSE 20ml 20ml CENTRIFUGE



Fermeture sécurisée
Détection automatique de déséquilibre
Mise en pratique facile et rapide
Lock safety
Automatic imbalance detection
New intuitive interface for a quick start

CES20

1200,00€

UNITÉ DE PRÉLÈVEMENT BD BD VACUTAINER SAFETY LOCK



REF.

Prix TTC
Price

368654

40,00€



CORPS DE PRÉLÈVEMENT PRÉ-MONTÉ AVEC LUER FEMELLE BD® BD® VACUTAINER BLOOD TRANSFER DEVICE WITH FEMELLE CONNECTOR

REF.

Prix TTC
Price

364810

245,00€



IMPLANTATEUR DE CHEVEUX


HAIR IMPLANTER

CHOIS
INSTRUMENTS

De petites différences apportent de meilleurs résultats
Small differences bring the best results

Exclusive

l'implanteur réutilisable
The Reusable Implanter




ERGONOMIQUE
EASY GRIP

REF.	Taille aiguille Needle size (mm)	Visuel View	Couleur Color	Prix TTC Price
OSE	0,74			120,00€
OS1	0,82			
OD1	0,96			
OD2	1,02			
OT3	1,14			


Implanteur existants
Existing Implanters



CHOIS
INSTRUMENTS




La longueur de l'aiguille est indentique à la longueur du follicule.
The length of the needle is same as the length of the hair follicle.



2 x10

Aiguilles / Needles



REF.	Aiguille Needle (mm)	Prix TTC Price
SE	0,74	140,00€
S1	0,82	
D1	0,96	
D2	1,02	
T3	1,14	

PUNCH A BIOPSIE & CURETTE / BIOPSY PUNCH & CURETTE	54
PUNCH / CURETTE & LAME BIOPSIE KAI / PUNCH / CURETTE & BIOPSY BLADE KAI	55
CURETTE DERMATOLOGIQUE / DERMATOLOGICAL CURETTE	56
STYLET - RÉGLET - LAME / WOUND - RULER - KNIFE	57
ROLLER & STAMP / ROLLER & STAMP	58
LAMPE FRONTALE & LOUPE / HEAD LIGHT NSE	59
PROTECTION LED - LASER - IPL / LASER - IPL - UV SAFETY	60



inex DERMAL



PUNCH A BIOPSIE & CURETTE

b:ops

BIOPSY PUNCH & CURETTE



PUNCH À BIOPSIE BIOPSY PUNCH

Instrument stérile en acier inoxydable à usage unique pour des biopsies cutanées précises et douces.

Composés d'une lame circulaire en acier inoxydable et une poignée légère ergonomique.

Large gamme de diamètres disponibles.

Sterile single-use stainless steel instrument

Sterile single-use stainless steel instrument for accurate and gentle skin biopsies.

Consisting of a circular stainless-steel blade and an ergonomic lightweight handle.

Wide range of diameters available.



REF. Ø (mm) Prix TTC
Price

PB150 1,5

PB200 2,0

PB300 3,0

PB400 4,0

PB500 5,0

PB600 6,0

PB800 8,0

29,40€

Longueur / Length :
87 mm



CURETTE DERMATOLOGIQUE DERMAL CURETTE

Instrument stérile à usage unique pour le curetage précis et doux

La curette est extrêmement acérée et permet ainsi une élimination précise et douce des tissus, ce qui facilite également son utilisation dans le traitement des tumeurs malignes superficielles.

Composées d'une lame circulaire en acier inoxydable et d'une poignée légère de forme triangulaire pour une meilleure prise en main.

Sterile disposable instrument for precise and gentle curettage

The curette is extremely sharp and allows a precise and gentle removal of tissue, which also facilitates its use in the treatment of superficial malignancies.

Consisting of a circular blade made of stainless steel and a light triangular handle for a better grip.



CD2 2,0

CD3 3,0

CD4 4,0

CD5 5,0

CD7 7,0


29,40€

Longueur / Length :
145 mm

PUNCH / CURETTE & LAME BIOPSIE KAI



PUNCH / CURETTE & BIOPSY BLADE KAI



PUNCH À BIOPSIE KAI BIOPSY PUNCH KAI

Demi-bordure en acier inoxydable sans soudure.
Manche polypropylène.
Sans latex

*Seamless stainless steel half-edge.
Polypropylene handle.
Latex free*



REF.	Ø (mm)	Prix TTC Price
------	--------	-------------------

48101	1,0	
48115	1,5	
48201	2,0	
48301	3,0	
48401	4,0	39,12€
48501	5,0	
48601	6,0	
48801	8,0	




CURETTE DERMATOLOGIQUE KAI DERMATOLOGICAL CURETTE KAI

Lame anneau en acier inoxydable sans soudure.
Manche polypropylène.

*Seamless stainless-steel ring blade.
Polypropylene handle.*




50102	2,0	
50103	3,0	
50104	4,0	39,12€
50105	5,0	
50107	7,0	



LAME BIOPSIE KAI BIOPSY BLADE KAI

Lame en acier inoxydable sans soudure.
Manche polypropylène.
Longueur unique totale de 7cm.

*Seamless stainless-steel blade.
Polypropylene handle.
Total unique length of 7cm.*



REF.	Prix TTC Price
51100	21,84€

CURETTE DERMATOLOGIQUE

DERMATOLOGICAL CURETTE

Aesthetic
Group



CURETTE AVEC LAME INOX + GRATTOIR CURETTE WITH STEEL BLADE + SCRAPER

REF. Ø (mm) lame
Inox/Steel Blade Prix TTC
Price

CGL04 4 mm
CGL07 7 mm 24,90€

Pour la déterction d'une plaie.
For wound cleansing phase.



CURETTE PLASTIQUE DOUBLE DOUBLE ENDED DERMAL CURETTE

REF. Prix TTC
Price

D C 0 1 13,26€

Longueur / Length : 135 mm



CURETTE PLASTIQUE + GRATTOIR DERMAL CURETTE + SCRAPER

REF. Prix TTC
Price

CG 0 2 13,26€

Longueur / Length : 135 mm



TIRE COMÉDON COMEDONE EXTRACTOR

REF. Prix TTC
Price

T C 0 3 12,24€

Longueur / Length : 135 mm



STYLET - RÉGLET - LAME

WOUND - RULER - KNIFE

Aesthetic
Group

2 x50

STYLET MESURE PROFONDEUR DE PLAIE WOUND DEPTH MEASURER

Ø = 2,5mm
Longueur / Length : 150 mm



REF.

Prix TTC
Price

SS150

26,27€

2 x10

RÉGLET STÉRILE STERILE RULER

Graduation / Gradation 15 cm / 6



REF.

Prix TTC
Price

RS150

31,47€

2 x50

COUTEAU DE DERMATOLOGIE DERMATOME KNIFE



REF.

Prix TTC
Price

201050000

19,80€

CEUX-CI NE SONT PAS DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
Those are not medical devices

SKIN ROLLER "BASIC" - 192 AIGUILLES 192 NEEDLES

Rouleau dermique 192 aiguilles. stérile (OE).
192 needles. Cosmetic use. Sterile skin roller.



REF.	Longueur Length (mm)	Prix TTC Price
80205	0,5	16,93€
80210	1,0	
80215	1,5	
80220	2,0	



SKIN ROLLER - 540 AIGUILLES 540 NEEDLES

ROULEAU DERMIQUE
540 aiguilles. Stérile (OE).
540 needles. Cosmetic use. Sterile (EO).



54005	0,5	21,06€
54010	1,0	
54015	1,5	
54020	2,0	



EYE ROLLER - 180 AIGUILLES 180 NEEDLES

ROULEAU DERMIQUE
180 aiguilles. Stérile (OE).
180 needles. Cosmetic use. Sterile (EO).



E 0 0 3	0,3	18,97€
E 0 0 5	0,5	



DERMA STAMP 12 AIGUILLES TITANE 12 TITANIUM NEEDLES DERMA STAMP

Stérile OE.
Sterile EO.



D S 0 5	0,5	7,40€
DS075	0,75	
D S 1 0	1,0	



LAMPE FRONTALE & LOUPE

HEAD LIGHT



EL-Q40



EL-P45



EL-S50100



EL-S50100B



EX-S30

x1



TYPE	Ø SPOT	ILLUMINATION	REF.	Prix TTC Price
PROFESSIONAL	65-400mm	18 500 LUX	EL-Q40	299€
EXPERT	88-450mm	40 000 LUX	EL-P45	590€
SURGICAL	100-500mm	50 000 LUX	EL-S50100	996€
			EL-S50100B	
+ LOUPE x3 (Grossissement/Magnification)	100-500mm	50 000 LUX	EX-S30	1168€
			EXTRA BATTERY	86€
			EXTRA LOUPES	344€

DURETTE PLASTIQUE PROTECTEURS EXTERNES EXTERNAL SHIELDS



Avec attaches nasales et temporales mobiles en plastique.
With movable plastic nasal and temporal attachments.

Panneaux LED - optimisés à bandes spectrales étroites.

OD +5 190-2575 nm
OD +4 2576-3000 nm

REF. Prix TTC
Price

23-442B 94,15€



DURETTE IV EXTERNES DURETTE IV EXTERNALS



Avec attaches nasales et temporales mobiles en métal.

With new swivel metal attachments.

Régulier / Regular 21-555 250,72€
Petit / Small 21-552

Pièces temporales 21-550T 68,14€
Temporal parts

Pièces nasales 21-550N

Elastiques de rechange noirs avec barrure.
Spare black elastic headbands with cordlock. 21-536

Elastiques de rechanges blancs avec barrure.
Spare white elastic headbands with cordlock. 21-537



DURETTE IV EXTERNES DURETTE IV EXTERNALS

Pour assurer la protection du globe oculaire et du personnel traitant. Leur surface non réfléchissante permet la dispersion du rayon laser et autres sources d'énergie.

For protection of the patient and personnel. Their non-reflective surfaces disperse laser light.

En quatre tailles / 4 sizes

Une ventouse est fournie avec chaque protecteur pour en faciliter l'insertion et le retrait.

A red rubber is offer with each protector. to make easier insertion and removal.



REF. Prix TTC
Price

23-012 47,07€



COX II H AVEC POIGNÉE DÉCENTRÉE COX II H WITH HANDLE

Le Cox II H est vaulté à la cornée, identifié pour la grandeur et possède un anneau de sécurité à l'extrémité.
The Cox II H is vaulted at the corneo, is marked for the size and has a safety ring at the edge.



Gauche / Left - Petit / Small (24 x 21 mm)	21-262HL	162,03€
Gauche / Left - Moyen / Medium (25,5 x 22 mm)	21-264HL	
Gauche / Left - Grand / Large (26,5 x 23 mm)	21-266HL	
Droite / Right - Petit / Small (24 x 21 mm)	21-262HR	
Droite / Right - Moyen / Medium (25,5 x 22 mm)	21-264HR	
Droite / Right - Grand / Large (26,5 x 23 mm)	21-266HR	



PROTECTEURS ET INSTRUMENTS EN INOX POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ STAINLESS STEEL QUALITY PRODUCTS FOR SAFE USE



Avec surface non réfléchissante pour protéger du laser.

Pour rétracter les tissus, pour cacher les cheveux, sourcils, cils, lèvres, dents, lobes, tissus, etc...

With nonreflective surface to protect from the laser.

You can shield eyelashes, eyebrows, eyelids, freckles, lips, gums, teeth, etc... and any tissue (deep or superficial) needing protection.

Protection tout-en-un - All-in-one shield
Pour taches de rousseur et lésions, idéal pour délimiter la région traitée.
Lesions and freckle shield. To limit the size of the laser beam.

Sutcliffe plié
Sutcliffe bent

21-262

68,14€

Sutcliffe plat
Sutcliffe flat

21-264

68,14€

21-266

115,14€



PLAQUES PAUPIÈRES POUR PROCÉDURES AU LASER LID PLATE FOR LASER PROCEDURES



Khan-Jaeger
Modèle standard plus plat, avec intérieur poli.
The flatter standard shape, with the inside polished.

21-292

62,93€

Jaeger
Modèle standard plus plat, avec intérieur poli.
The flatter standard shape, with the inside polished.


21-295

78,54€

Un design ergonomique et plus incurvé, pour réduire la pression sur le globe - Le préféré.
A more concave ergonomic design, helps avoid pressing on the globe, with the inside polished - The best.



PLATEAU DE STÉRILISATION EN PLASTIQUE AUTOCLAVABLE AVEC COUVERCLE ET TAPIS AUTOCLAVABLE PLASTIC STERILIZING TRAY WITH LID AND MAT



(6,5 x 3,0) (165 x 80 mm)
(Hauteur 40 mm / Height 1.5)
Petit / Small

27-6530

47,07€

(6,5 x 4,5) (165 x 115 mm)
(Hauteur 40 mm / Height 1.5)
Grand / Big

27-6545

68,14€



PROTECTION LED / UV

REF.	Prix TTC Price
LED80606	45,00€



PROTECTION LASER - IPL 500/1200NM



REF.	Prix TTC Price
LAS36023	134,10€



PROTECTION PRATICIEN AUTOMATIQUE - SPÉCIAL IPL IPL SAFETY EYEWEAR LIGHT SPEED® II FOR OPERATOR

Les lunettes LightSpeed utilisent une technologie brevetée qui réagit instantanément au flash IPL en s'assombrissant en moins d'une demi-milliseconde (0,5 ms). Les lunettes Light Speed offrent une excellente vision à l'état clair, ce qui vous permet de voir les lésions pigmentées et vasculaires, tout en offrant une protection élevée pendant le flash IPL.

REF.	Prix TTC Price
31-91900	376,58€




The LightSpeed eyewear uses patented technology that reacts instantly to the IPL flash, darkening in less than half a millisecond (0.5 ms). Light Speed eyewear offers excellent vision in the light state, allowing you to see pigmented and vascular lesions, while providing high protection during the IPL flash.

COQUES DE PROTECTION PATIENT LASER/IPL/UV LASER/IPL/UV SAFETY GOGGLES

REF.	Prix TTC Price
617	94,15€



METAL




COQUES DE PROTECTION PATIENT LASER/IPL/UV LASER/IPL/UV SAFETY GOGGLES

REF.	Prix TTC Price
616	104,55€



ALUMINIUM
"PLUS"



PROTECTION LED - LASER - IPL

LASER - IPL - UV SAFETY

Aesthetic
Group

PROTECTION OCULAIRE IPL / LASER / LED / DERM EYE SHIELDS IPL / LASER / LED / DERM

REF.	Nb. Paires Pairs	Prix TTC Price
9300/IPL	50	73,34€
7300/ DERMABRASION	50	55,59€
8400/LED	50	79,56€
8300/LASER	24	73,34€



PROTÈGE DENTS TEETH PROTECTOR

REF.	Prix TTC Price
6010 4	52,53€

x10



GEL POUR IPL, LASERS & PHOTOTHÉRAPIE GEL FOR IPL, LASERS & PHOTOTHERAPY

REF.	DESCRIPTION	Prix TTC Price
PC250	Flacon <i>Bottle</i> 250 ml	2,00€
CG5000	Cubi <i>Container</i> 5L	14,00€

x1



PISTOLET D'INJECTION "PRECISE" / MESO & INJECTION GUN "PRECISE"

66

CATHÉTERS / CATHETER

68

AIGUILLES / TUBULURES / NEEDLES / TUBING

69

"PIEUVRES" MESALYSE® / MESALYSE® "OCTOPUS"

70



i nex MESO



PISTOLET D'INJECTION "PRECISE"

MESO & INJECTION GUN "PRECISE"

precise

New !



MÉSOTHÉRAPIE

Synthèse de l'ensemble des techniques d'injections existantes, "Ultim" est le résultat parfait de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des injecteurs médicaux. Condensé des plus hautes technologies au service de la médecine et de la beauté, "Ultim" est la solution idéale et unique à l'ensemble de vos besoins quotidiens.

3 PROGRAMMES

MESOTHERAPIE : Pour des injections en rafale, nappage ou point par point, un réglage instantané de la profondeur et de la vitesse de l'aiguille vous permettront d'obtenir un geste sûr et précis pour une mésothérapie traditionnelle.

EXPERT : Programme spécialement dédié aux injections point par point, avec réglage de la profondeur (1 à 10 mm) et de la dose (0,01 ml à l'infini) pour optimiser l'efficacité des substances injectées en respectant scrupuleusement les protocoles.

FILLERS : Programme d'injection unique au monde destiné à la mise en place de fillers ou tout autre produit de comblement sur toutes les parties du corps. Réglage du volume injecté et de la vitesse de retrait de l'aiguille, contrôle de la profondeur. Idéal pour les rétro-injections tangentielles traçantes et parfaitement régulières.

MESOTHERAPY

Synthesis of all the existing injection's techniques, "Precise" is the perfect result of more than 20 years of experience in the medical injector range.

By combining the highest technologies for serving medicine and beauty, "Precise" is the unique and ideal answer for your daily work.

3 PROGRAMS

MESOTHERAPY: For "nappage", point by point or continuous injections, the automatic control of depth and speed will allow you to get a traditional mesotherapy, safety and precisely.

EXPERT: Specific program dedicated to point by point injections, by the adjustment of the depth (from 1 to 13 mm) and the dose (from 0.01 ml to infinity), this program will optimize the efficiency of the products injected while strictly respecting the protocols.


FILLERS: Injection program unique in the world. "Precise" is programmed to set up filler or any other filling product on every part of the body. Possibility to adapt the volume of the product injected and the speed of the needle removing, while controlling the depth.

Perfect for absolutely regular tangential retro-injections.

PISTOLET D'INJECTION "PRECISE"

precise

MESO & INJECTION GUN "PRECISE"



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

AUTONOMIE TOTALE : Fonctionne indifféremment sur batterie (Li-ion) ou sur secteur (90 V à 240 V).

CONVIVIAL : Ecran graphique couleur de très haute définition, gestion tactile des commandes, mise en place d'un traitement en quelques secondes seulement.

ERGONOMIQUE : Design exceptionnel conférant à l'"Ultim" un degré inégalé de maniabilité et de légèreté. Conçu spécialement pour une utilisation ambidextre. **INDOLORE:** Vitesse de projection de l'aiguille supérieure à n'importe quel autre appareil, aucun phénomène vibratoire douloureux induit.

LES PLUS : Eclairage directionnel automatique de la partie du corps traitée pour une visibilité parfaite. Micro massage simultané ou post-injection pour une meilleure diffusion des produits. Plusieurs types de mires disponibles spécialement étudiées selon les programmes ou les parties traitées. Pas de kit exclusif, "Ultim" accepte tout type d'aiguille ou de seringue. Détection automatique de la seringue et de la viscosité des produits injectés.

GENERAL FEATURES

SELF-CONTAINED: Works equally on battery (Li-ion) or on mains (90 v to 240 V).

USER-FRIENDLY: Graphic colored screen VHD, sensitive management of controls, setting up of treatments in only few seconds.

ERGONOMIC: Exceptional design brings to "Precise" an unequalled level of handling and lightness. Especially designed for ambidextrous use.

PAINLESS: Speed of the needle's projection faster than any other unit. No pain effect induced.

FURTHERMORE: Directional lighting of the treated area for a perfect visibility. Simultaneous or post-injection massage for a better diffusion of the products. Several types of skin stabilizers available especially designed to be in accordance with the different programs or treated areas. No exclusive kit. "Precise" accepts all kind of needles and syringe. Automatic detection of the syringe and the viscosity of injected products.



REF.
PRECISE

Prix TTC
Price
3840€



CATHÉTER PISTOLET TYPE MESO-SYSTEM

GUN CATHETER

Spécifiquement conçu pour l'utilisation du pistolet PRECISE
15cm catheter.

Developed for use with PRECISE GUN.



REF.	Longueur Length (cm)	Prix TTC Price
10 011	15	57,73€



CATHÉTER PISTOLET INEX COMPATIBLE TYPE M 1

INEX GUN CATHETER

Cathéter de 200cm.
200cm catheter.

REF.	Aiguilles/Gauge Needle/ Gauge	Longueur Length (cm)	Prix TTC Price
10 012	0,26mm/32G	200	97,51€
10 013	0,30mm/30G		
10 014	0,40mm/27G		




CATHÉTER PISTOLET INEX COMPATIBLE TYPE M 3

INEX GUN CATHETER

Cathéter de 15cm.
15cm catheter.

REF.	Aiguilles/Gauge Needle/ Gauge	Longueur Length (cm)	Prix TTC Price
10 312	0,26mm/32G	15	83,74€
10 313	0,30mm/30G		
10 314	0,40mm/27G		



CATHÉTER PISTOLET TYPE U225

INJECTION GUN CATHETER

Cathéter de 15cm.
15cm catheter.

REF.	Aiguilles/Gauge Needle/ Gauge	Longueur Length (cm)	Prix TTC Price
10 112	0,26mm/32G	15	78,54€
10 113	0,30mm/30G		
10 114	0,40mm/27G		





AIGUILLE POUR MÉSOTHÉRAPIE MESOTHERAPY NEEDLE



REF.	Ø (mm) Gauge	Longueur Length (mm)	Prix TTC Price
0 10 2 0 4	0,26/32G	4	19,90€
0 10 2 0 6	0,26/32G	6	
0 10 3 0 4	0,30/30G	4	9,90€
0 10 3 0 6	0,30/30G	6	
0 10 4 0 4	0,40/27G	4	
0 10 4 0 6	0,40/27G	6	



TUBULURE CARBOXYTHÉRAPIE CARBOXYTHERAPY TUBING

Mâle / femelle.
Male / female.



REF.	Longueur Length (cm)	Prix TTC Price
18 2 6 . P 2 0	150	31,47€



TUBULIRE TYPE RYOBLUSH RYOBLUSH TUBING

Mâle / femelle.
Male / female.



REF.	Longueur Length (cm)	Prix TTC Price
18 2 0 . P 3 0	150	73,44€



TUBULURE TYPE RYOBLUSH + FILTRE RYOBLUSH TUBING + FILTER

Mâle / femelle.
Male / female.



REF.	Longueur Length (cm)	Prix TTC Price
18 2 0 . P 5 0	150	120,00€



FILTRE ANTIBACTÉRIEN ANTI BACTERIAL FILTER

0,2 um
Mâle / femelle.
Male / female.



REF.	Prix TTC Price
A0523	52,28€

"PIEUVRES" MESALYSE®

MESALYSE® "OCTOPUS"

MESALYSE®**NEW!****MESALYSE®**

KIT MÉSOPERFUSION "PIEUVRE" MESO-PERFUSION "OCTOPUS" CATHETER

2 **x10**

REF.

Aiguilles
Needles (x..)Taille Aiguilles
Needle SizePrix TTC dégressif selon quantité commandée
Price incl. Tax. depending on quantity ordered1 à 4
boîtes/boxes5 à 9
boîtes/boxesA partir de 10 boîtes
From 10 boxes

100 40

0

4 connexions MLL
4 MLL Connectors

63,24€

100 85

8

78,00€

74,40€

70,80€

101 25

12

96,00€

91,20€

86,64€

101 85

18

0,5 x 16mm

105,60€

100,44€

95,40€

102 45

24

115,56€

109,92€

104,40€

New!Bientôt disponible
Coming soon!**iπex MESO**www.aestheticgroup.com**Aesth
Group**



Le KIT de mésoperfusion d'ORIGINE pour la technique d'hydrotomie percutanée
The ORIGINAL mesoperfusion KIT for the percutaneous hydrotomy technique



MESALYSE® est le fabricant originel, unique et officiel des pieuvres utilisées pour la technique de soins par l'Hydrotomie percutanée développée par le Dr Bernard GUEZ depuis 1997.

MESALYSE® is the original, unique and official manufacturer of “octopus” used for the percutaneous hydrotomy care technique developed by Dr. Bernard GUEZ since 1997.

MESALYSE® est le fournisseur officiel de :
Official supplier of



**SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
D'HYDROTOMIE PERCUTANÉE
(A.I.H.P.)**



**Hydrotomie Percutanée
Nice Côte d'Azur**







Ce masque tissu est imprégné d'un sérum riche en acide hyaluronique, en agent liftant (Osilift®) et en cellules souches de pomme afin de soutenir la capacité de régénération naturelle de la peau et agir favorablement sur le renforcement de la barrière de protection.

La peau conserve ainsi sa jeunesse plus longtemps, son aspect est amélioré et elle paraît plus fraîche.

This tissue mask is impregnated with a rich serum in hyaluronic acid, lifting agent (Osilift®) & apple stem cells in order to support the natural regeneration capacity of the skin and to act favorably on enhancing the protective barrier.

Fine lines and wrinkles are reduced, while hydration, firmness and elasticity are reinforced.

INGRÉDIENTS :

- PhytoCellTec™
- Acide Hyaluronique
- Osilift®



Le masque bio-cellulosique apporte éclat et souplesse. Lors de l'application, cette seconde peau forme une membrane protectrice qui véhicule uniformément et efficacement les ingrédients dont elle est imprégnée. Ce masque hydrate et adoucit la peau.

Bio cellulose mask soothes and hydrates the skin, giving it a radiant & supple appearance after just 20 minutes of use. When applied, it forms a protective membrane that carries efficiently the beneficial ingredients contained in powerful serums. This bio-cellulose mask deeply hydrates and softens the skin.

INGRÉDIENTS :

- Aloe vera
- Hyaluronic acid
- Collagen
- Glycerin
- Fucogel®



Bio Cell Mask

HA Hydro-Mask



MBIOHA

Prix TTC
Price

24,95€



MHACAV

23,97€

NEW



Aesthetic

Surge

Derma

Meso

Beauty

